



**LKPv 8420**  
MediLine


Advies verkoopprijs € 6995

**Met temperatuurregistratie. Ook bij stroomuitval.**

De Liebherr LKPv 8420 biedt dankzij de extra brede en diepe uitvoering ruim 850 liter koelruimte voor medisch en laboratorium gebruik. Het temperatuurbereik is -2°C tot +16°C, de digitale aanduiding is op 0,1°C nauwkeurig. AluCool schuifladen kunnen worden ingehangen (accessoire).

Behuizing / Kleur deur  
Materiaal behuizing  
Materiaal deur/deksel  
Bruto inhoud totaal  
Netto inhoud totaal  
Energieverbruik per jaar  
Energiekosten per jaar  
Geluidsniveau  
Klimaatklasse  
Geschikt voor onverwarmde ruimte  
Geschikt voor omgevingstemperatuur van  
Koelmiddel  
Aansluitwaarde  
Warmteafgifte in kJ/h  
Warmteafgifte in Wh

Wit / Wit  
Staal  
Staal  
855 l  
629 l  
603 kWh  
€ 151,-  
58 dB(A)  
5  
Nee  
+10°C tot 40°C  
R290  
4,0 A  
430 kJ/h  
360 Wh



**LKPv 8420**

MediLine

Advies verkoopprijs € 6995

**Afmetingen**

Hoogte	216 cm
Breedte	79 cm
Diepte bij 90° geopende deur	171,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	79,2 cm
Diepte	98 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	62 cm
Interieurdiepte	85 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	145 kg / 175 kg
Hoogte verpakking	2180 mm
Breedte verpakking	835 mm
Diepte verpakking	1025 mm

**Koeldeel**

Instelbereik temperatuur koelen	-2°C tot +16°C
Maximale fluctuatie koeldeel	1,8 °C
Gradient koeldeel	2,1 °C
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Koelsysteem	Dynamisch
Aantal draagplateaus	4
daarvan in hoogte verstelbaar	4
Materiaal draagplateau koeldeel	Kunststof gecoat
Draagvermogen plateau in kg	60 kg

**Overige**

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	800 mm
Display	Digitaal temperatuursdisplay
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Positie bedieningspaneel	Buitenzijde
Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Deuralarm koeldeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Schaphoogte boven bij gelijke verdeling	38 cm
Schaphoogte onder bij gelijke verdeling	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmpgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221

**Accessoires**

Voetpedaalopener	9590659	€ 186,00
Side by Side kit (wit)	9901947	€ 186,00
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 82,00
Draagrooster, kunststof gecoat	7113643	€ 69,00
Geleider draagrooster rechts	9005089	€ 44,00
Geleider draagrooster links	9005077	€ 44,00