



SFFfg 5501
Performance


Smart
Frost

Advies verkoopprijs € 3195

Meer dan genoeg ruimte voor uw producten.

Deze zuinige vriezer is geschikt voor het bewaren van brandbare stoffen in gesloten containers en produceert dankzij SmartFrost minder ijs waardoor ontdooien eenvoudig en minder vaak nodig is. Het gemakkelijk te reinigen interieur, de antimicrobacteriële greep met openingsmechanisme en de intuïtieve menunavigatie dragen zorg voor een comfortabele bediening. Minimale temperatuurschommelingen waarborgen de kwaliteit van gevoelige stoffen. Min/Max temperaturen worden continue opgenomen en kunnen tot 42 dagen later direct vanaf het display worden uitgelezen.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	499 l
Netto inhoud totaal	394 l
Energieverbruik per jaar	516 kWh
Energiekosten per jaar	€ 129,-
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid	max. 75 % RV, niet-condenserend
Temperatuurstelling af fabriek	-20 °C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	2 A
Warmteafgifte in kJ/h	713 kJ/h
Type compressor	Single-Speed-compressor



SFFfg 5501

Performance

Smart Frost

Advies verkoopprijs € 3195

Afmetingen			Overige		
Hoogte	168,4 cm		Materiaal interieur		Kunststof wit
Breedte	74,7 cm		Isolatiesterkte behuizing/deur		63/67
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm		Deur zelfsluitend		Ja
Diepte	76,9 cm		Deurscharniering		Rechts, wisselbaar
Interieurhoogte	138,8 cm		Greep		Antimicrobiële hevelgreep
Interieurbreedte	58,8 cm		Verwisselbaar deurrubber		Ja
Interieurdiepte	51,7 cm		Lengte aansluitsnoer		300 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	89 kg / 96 kg		Bruikbare diepte draagplateau		517 mm
Hoogte verpakking	1720 mm		Display		Digitaal temperatuurdisplay
Breedte verpakking	765 mm		Soort bedieningspaneel		Tiptoets
Diepte verpakking	840 mm		Positie bedieningspaneel		In de deur
Vriesdeel			User interface		basic
Vriestechniek	SmartFrost		Temperatuuraanduiding van		Vriesgedeelte
Vriessysteem	Statisch		Temperatuuraanduiding vriesdeel		buitenzijde digitaal
Ontdooisysteem vriesdeel	Handmatig ontdooien		Temperatuuralarm		Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -30°C		Alarm apparaatstoring		Ja, ook instelbaar via App
Maximale fluctuatie vriesdeel	3,3 °C		Alarm bij stroomuitval		bij einde stroomuitval
Gradient vriesdeel	5,4 °C		Deuralarm vriesdeel		Akoestisch deuralarm
Opwarmtijd van -20 °C tot -15 °C (leeg, +25 °C TU)	38		Geschikt voor integratie in netwerk		Ja, optioneel
Koeltijd van +25 °C tot -20 °C (leeg, +25 °C TU)	89		Doorvoermogelijkheid temperatuursensor		Ja
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	5		Slot		Ja
waarvan verstelbaar	4		Stelpoten		2
Materiaal draagplateau vriesdeel	Glas		Materiaal stelpoten		Staal verzinkt
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	40 kg		Kalibratie		1 punt kalibratie
			Min./max. temperatuurregistratie		Ja
			Alarmgrenzen instelbaar		Ja
			Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint		2,8
			Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint		-2,1
			Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)		19
			Interface		WLAN/LAN (optioneel)
			Potentiaalvrij contact		Ja
			Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen		Suma Quicksan/Diversey
			ATEX-classificatie		< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-
			Accessoires		
			Accessoireset	9080023	€ 234,13
			Set swingwielen	9086926	€ 199,00
			Set stelpoten	9086924	€ 156,00