

## **Apollo INo-DRY 2000 droogoven**

### **Standaard uitrusting:**

- Volledig AISI 304 roestvrijstaal exterieur
- Binnenwerk van AISI 304 roestvrijstaal
- 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd
- Verstelbaar drukschot t.b.v. optimaal droog proces
- CE keurmerk
- Mechanische espagnolet deurvergrendeling
- Bescherming , klasse 2.0 volgens DIN 12880
- Elektronische temperatuurregelaar met digitaal display met de mogelijkheid om de temperatuurinstelling elke 0,1k te wijzigen
- 6 legroosters van roestvrijstaal



### **Optionele uitrusting:**

- ATEX Veiligheid
- Stroomuitval alarm
- Temperatuur recorder
- Wijziging van het standaardtemperatuurbereik
- Sensor doorvoer in de wand
- 150 mm lade
- Extra roestvrijstaal planken (legroosters of inox draad)
- LED verlichting
- Regelbare ventilatorsnelheid
- Magnetisch deurslot
- HEPA filter op schoorsteen
- AISI 316 of andere legeringen

## Technische data

|                                        | Breedte                                 | Diepte | Hoogte |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|
| Externe afmetingen [mm]                | 1542                                    | 1170   | 2350   |
| Interne afmetingen [mm]                | 1308                                    | 960    | 1706   |
| Type verwarming                        | Elektrisch                              |        |        |
| Type ventilatie                        | Geforceerd                              |        |        |
| Bruto inhoud                           | 2151 [ltr]                              |        |        |
| Netto inhoud                           | 2142 [ltr]                              |        |        |
| Gewicht                                | 650 [kg]                                |        |        |
| Maximale belasting                     | 500 [kg]                                |        |        |
| Aantal roosters                        | 6 (Max. 13)                             |        |        |
| Aantal geleiders / horizontale steunen | 13                                      |        |        |
| Maximale belasting roosters            | 20 [kg]                                 |        |        |
| Temperatuurbereik                      | +5 boven omgevingstemp.<br>...+150 [°C] |        |        |
| Spanning                               | 400/50 [V/Hz]                           |        |        |
| Aantal externe deuren                  | 2                                       |        |        |
| Dagelijks energieverbruik              | Gebruikersafhankelijk                   |        |        |
| Opgenomen vermogen                     | 6500 [W]                                |        |        |

## Afmetingen INo-DRY 2000



Uniforme  
temperatuur



Elektrische verwarming



Geventileerde  
luchtstroom



4 zwenkwielen  
waarvan 2 geremd



Optimale droging



Maatwerk mogelijk